

Lateks içermeyen Infu-Surg® Basınçlı İnfüzyon Çantası A-line basınç izleme dahil olmak üzere intravenöz ve intra-arteriyel tedavi için emniyetli, yüksek kalitede ve güvenilir bir cihazdır. Tek hastanın kullanması için tasarlanan Infu-Surg çapraz kontaminasyon ve hastanede kapılan enfeksiyonların önlenmesine ve kontrolüne yardımcı olabilmektedir. Infu-Surg medikal profesyonellerinin onlarca yıldır bel bağladığı maliyet-etkin ve güvenilir bir üründür. Tahsis edilen sıvı çantası kancası infüzyon çantasını IV direğinden çıkarmak zorunda kalmadan sistemin etkin şekilde yüklenip boşaltılmasını sağlamaktadır.

Ürün hakkında detaylı bilgi için www.ethoxmedical.com adresini ziyaret edin veya Ethox Medikal Satış Temsilcinizle irtibata geçin.



Solüsyon çantası kancası Infu-Surg'ı IV direğinden çıkarmak gereksizince kolayca çanta değişimini mümkün kılmakta olup, kullanım anında sıvı çantasını uygun konumda tutmaktadır.

Infu-Surg® Basınçlı İnfüzyon Çantası

- Basınç tahliye valfi fazla şişmeyi (330 mmHg basınç tahliyesi) önlemektedir.
- Geniş, oval şekilli hazne kesenin hızlı ve kolayca şişmesine imkan vermektedir.
- Tek elle şişirme ve hava boşaltma tasarımı kullanımı kolaylaştırmakta ve asgari eğitim gerektirmektedir.
- Tahsis edilen sıvı çantası kancası infüzyon çantasını IV direğinden çıkarmak zorunda kalmadan sistemin etkin şekilde yüklenip boşaltılmasını sağlamaktadır.
- Harici şişirme kaynaklarıyla kullanım için uygundur.
- Renk kodlu ölçek doğru basınç izlemesini sağlamaktadır (0-300 mmHg)
- Üç yollu valf basıncın hassas şekilde kontrolünü sağlamaktadır.
- Olağanüstü derecede güvenilirdir-%100 test edilmiş
- Hızlı ve kolay şekilde yüklenir
- Lateks içermeyen, tek hasta için kullanılmaktadır, steril değildir

Cat#	Ebat	Açıklama	Kutu
4005H	500cc	Kancalı Infu-Surg	5
4010H	1000cc	Kancalı Infu-Surg	5
4030	3000cc	Infu-Surg	5

Basınçlı İnfüzyon Infu-Surg® Clarity

Lateks içermeyen Infu-Surg® Clarity Basınçlı İnfüzyon Çantası intravenöz ve intra-arteriyel tedavi için yenilikçi, kullanıcı dostu bir cihazdır. Şeffaf bir panelle tasarlanmış olup, solüsyon çantası üzerindeki hasta etiketi ve barkod kolaylıkla taranabilmektedir. Tahsis edilen sıvı çantası kancası infüzyon çantasını IV direğinden çıkarmak zorunda kalmadan sistemin etkin şekilde yüklenip boşaltılmasını sağlamaktadır.

Ürün hakkında detaylı bilgi için www.ethoxmedical.com adresini ziyaret edin veya Ethox Medikal Satış Temsilcinizle irtibata geçin.



Üç yollu valf hassas basınç kontrolü sağlarken geniş oval hazne hızlı şekilde kesenin şişmesini sağlar ve



Solüsyon çantası kancası Infu-Surg'ı IV direğinden çıkarmak gereksizince kolayca çanta değişimini mümkün kılmakta olup,



Sağlamlık ve dayanıklılık için dikme yerine kaynak

Renk kodlu ölçeğin 360° görünümü tutarlı basınç izlemeyi kolaylaştırırken emniyet basınç valfi fazla şişmeyi



Şeffaf panel sıvı seviyesinin izlenmesi için solüsyon çantasının tamamen

Infu-Surg® Clarity Basınçlı İnfüzyon

- Solüsyon çantasının rahat görünmesi için şeffaf panel
- Tahsis edilen kanca cepte uygun sıvı çantası konumlaması yaparken solüsyon çantasının hızlıca değiştirilmesine imkan verir.
- Basınç tahlife valfi fazla şişmeyi (330 mmHg) önlemektedir.
- Renk kodlu ölçek doğru basınç izlemesini sağlamaktadır (0-300 mmHg)
- Oval şekilli hazne ile tek elle şişirme ve hava boşaltma kullanımı kolaylaştırmakta ve asgari eğitim gerektirmektedir.
- Kaynak yapılmış panel ve kanca yapısı tekrarlayan kullanıma dayanım açısından dikişli tasarımlara göre daha dayanıklıdır.
- Harici şişirme kaynaklarıyla kullanım için uygundur.
- Üç yollu valf basıncın hassas şekilde kontrolünü

Cat#	Ebat	Açıklama	Kutu
4050	500cc	Infu-Surg Clarity	5
4100	1000cc	Infu-Surg Clarity	5