


Unità Respiratorie Manuali URM Latex free, con valvola APL di precisione, corpo trasparente, con dispositivo di raccordo dei gas espirati raccordo porta maschera angolato fisso e tubo in PVC liscio per arricchimento ossigeno completo di adattatori. In confezione singola sterile, scatole da 50 pezzi.


A = Adulto, P = Pediatrico

Codice	A-P	Litri
HAR 402-3-206	A	3
HAR 402-2-206	A	2
HAR 402/1-1-206	P	1
HAR 402/1-0-206	P	0,5



Unità Respiratorie Manuali URM Latex free, con valvola APL di precisione, corpo trasparente, con dispositivo di raccordo dei gas espirati "valvola va e vieni" dritta, raccordo angolato porta maschera staccabile e tubo in PVC liscio per arricchimento ossigeno completo di adattatori. In confezione singola sterile, scatole da 50 pezzi.

Codice	A-P	Litri
HAR 402-3-269	A	3
HAR 402-2-269	A	2
HAR 402/1-1-269	P	1
HAR 402/1-0-269	P	0,5



Dispositivi realizzati con materiali atossici di grado medicale e trasparenti. Conformi ai Requisiti della Direttiva 93/42/CEE e alle norme applicabili. Test di laboratorio effettuati su compliance, proliferazione batterica e permeabilità ai gas .