


Çocuk için Nazal CPAP Kanülleri

Hudson RCI çocuk nazal sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) kanül sistemi çocuğa nazal CPAP uygulama ile ilişkili travmayı azaltmak amacıyla tasarlanmıştır. Optimal rahatlık ve performansı garanti etmek için her bir kanül sıkı kalite kontrol standartlarına göre tek tek kontrol edilir.

Çocuk için Nazal CPAP Kanül

- Yumuşak, anatomik olarak eğik çatal oturmayı artırır ve nazal septal nekrozu en aza indirir
- İki uygun ürün konfigürasyonu
- Altı çatal boyutu yaklaşık boyut ayarlama için daha fazla seçenek sunar
- Basınç portu proksimal hava yolu basıncının izlenmesine olanak tanır
- Ayarlanabilir dik-açılı konektörler tüplere pozisyon verilmesini kolaylaştırır
- Mekanik ventilatörler, su sızdırmaz sistemler veya değişken ağızlı CPAP jeneratörler ile birlikte kullanılabilir
- Hepsi kolide 10 tane olacak şekilde paketlenmiştir

CPAP kanül boyutları	
Ağırlık Aralığı	Önerilen Boyut
700 gramdan az	0
700-1250 gram arası	1
1250-2000 gram arası	2
2000-3000 gram arası	3
3000 gram üzerinde	4
1 ila 2 yaşında	5



Çocuk için Nazal CPAP Kanül Sistemi

Her bir paket şunları içerir: bir kanül, bir inspirasyon ve bir de ekspirasyon dirseği, iki tane 120 cm uzunluğunda 10 mm I.D. oluklu tüp, bir tane 15 cm basınç izleme hattı, bir tane 22 mm'den 10 mm'ye nemlendirici adaptörü, bir tane örgü başlık ve iki tane 15 cm lik bölümler halinde Velcro sabitleme bantı.

REF	Tanım	Boyut
41683	Çocuk nazal CPAP sistemi	0
41685	Çocuk nazal CPAP sistemi	1
41686	Çocuk nazal CPAP sistemi	2
41687	Çocuk nazal CPAP sistemi	3
41688	Çocuk nazal CPAP sistemi	4
41689	Çocuk nazal CPAP sistemi	5

Çocuk için Nazal CPAP Kanülü

Her bir paket şunları içerir: bir kanül, bir tane inspirasyon için dirsek konektörü, bir tane ekspirasyon için dirsek konektörü, iki tane 10 mm'den 7.5 mm'ye adaptör, bir tane örme başlık ve iki tane 15 cm'lik bölümler halinde Velcro sabitleme bantı

REF	Tanım	Boyut
41690	Çocuk nazal CPAP kanülü	0
41691	Çocuk nazal CPAP kanülü	1
41692	Çocuk nazal CPAP kanülü	2
41693	Çocuk nazal CPAP kanülü	3
41694	Çocuk nazal CPAP kanülü	4
41695	Çocuk nazal CPAP kanülü	5