

ÖNCE DEN ŞEKİLLENDİRİLMİŞ TRAKEOSTOMİ TÜPLERİ

TRACHEOFIX

ISIYA DUYARLI PVC'DEN YAPILAN TRAKEOSTOMİ TÜPÜ

TracheoFix tüpü yoğun tedavi, KBB ve uzun vadeli bakımda farklı hasta popülasyonunda kullanılabilir. İç kanül sistemleri için yenilikçi uyarılma ve bağlantı mekanizmasının bir sonucu

- kafli versiyonlar:
 - Luer ve Luer-kilitli şırınga uçları için valf
 - mavi pilot balon
 - düşük basınçlı kaf
- fenestrelili veya fenestresiz
- dönen kilitleme mekanizmalı çok işlevli konnektör set (versiyona bağlı olarak konuşma valfi, öksürük kapağı, sızdırmazlık kapağı, 15 mm konnektör, vs. içerir)
- yumuşak sabitleme flanş, harf kodlu, her yöne esnek
- sabitleme flanş ve iç kanül, boya göre renk kodlu
- iç kanül sistemleri için yenilikçi bağlantı mekanizması (döner kilitleme)
- tüp shaftı boyunca kesintisiz X ışını işaretleyicisi
- lateks içermez
- steril
- tek hasta kullanımı

AKSESUARLAR

TracheoFix Set aksesuarları ayrı olarak sunulmuştur.
Bkz. sayfa 15


AYIRT EDİCİ ÖZELLİK

PDT için TracheoFix Set.
Bkz. sayfa 21

olarak, tüp değiştirildiğinde ne sabitleme flanş ne de trakeostomaya temas edilir.

BASİT VE GÜVENLİ TANIMLAMA

1) Sabitleme flanşında işaretleme harfleri:




- C = Kafli tüp (fenestresiz)
P = Fenestrelili tüp (kaf olmadan)
CP = Kafli ve fenestrelili tüp
= Kafsız ve fenestresiz tüp

2) İç kanülde renkli daire ve boya göre renk kodu:


kesintili renkli daire:

fenestrelili



kapalı renkli daire:

fenestresiz



TRACHEOFIX TÜP

RUSCH

SİPARİŞ BOYU	İ.Ç.	D.Ç.	TOPLAM UZUNLUK (CLL=A+B+C)	BOY. A	BOY. B	BOY. C	AÇI Ø (YAKL.)	KAF Ø
● 7,0	7,2 mm	9,0 mm	70,0 mm	-	-	70,0 mm	78°	27,0 mm
● 8,5	8,7 mm	10,3 mm	78,0 mm	-	-	78,0 mm	86°	27,0 mm
● 10,0	10,2 mm	12,3 mm	86,0 mm	-	-	86,0 mm	90°	32,0 mm
● 11,0	11,2 mm	13,3 mm	86,0 mm	-	-	86,0 mm	88°	35,0 mm

ÖZEL ÜRÜNLER

Her şeye hazırdır. Acil durum prosedüründen ameliyathaneye kadar; Teleflex'in RÜSCH marka mükemmel koordine edilmiş özel setleri, tüm uygulamalar için doğru ebatta ve ambalajda her şeyi elinizin altına getirir.

Bu sayede hastaya en iyi bakımı ve güvenli ve ekonomik işi yürütebilirsiniz.

Acil durum konyotomi seti EasyCric, intübasyon veya havalandırma mümkün olmadığında üst solunum yolunun tıkanması durumunda hızlı müdahale için gereken her şeyi

içerir. Benzersiz çift lümenli TracheoPart trakeostomi tüpleri iki tarafın ayrı ayrı havalandırılmasını sağlar.

Esnek LaryngoFlex trakeostomi tüpü, anestezi sırasında trakeostomi hastaları için güvenli ve kanıtlanmış çözümdür. TPS Multiflex, trakeostomi hastalarının kesme evresi nazik şekilde kısalma için kullanılır. Trakeostoma tutucu, yüksek hasta tolere edilebilirliği ve ayrıca basit ve güvenli kullanım özelliklerini taşır.

EASYCRIC

SELDINGER TABANLI ACIL DURUM KRİKOTİROTOMİ SETİ

Bu set, her türlü diğer prosedür imkansız olduğunda bir yedekleme cihazıdır. Her zaman kolayca temin edilebilen bir sete sahip olmak bir hastanın hayatını kurtarabilir.

Önceden monte edilen EasyCric tüp ve dilatör, yetişkinler için eksiksiz set (ebat 5)

- hidrofilik kaplı
- anatomik şekilli
- sabit, şeffaf boyun plakası, mavi takma dilatörüne önceden monte edilmiş
- ergonomik tutacak
- 15 mm konnektör
- lateks içermez
- steril
- tek kullanımlık



EASYCRIC SET

SET BİLEŞENLERİ

- trakeostomi tüpü, şeffaf
- düz ve yumuşak uçlu bükülmeyen kılavuz tel (40 cm uzunluk Ø 1,3 mm)
- delme iğnesi (3 cm)
- neşter
- Luer-Kilitli şırınga (5 ml)
- 20 ml salin çözeltisi
- konforlu boyun bandı



REF.	UÇTA İ.Ç.	MKTR
120605	5,0	1

EASYCRIC ACIL DURUM KRİKOTİROTOMİ TÜPÜ

SİPARİŞ EBADI	BOYUN PLAKASI ARKASI İ.Ç.	UÇTA İ.Ç.	BOYUN PLAKASI ARKASI D.Ç.	UÇTA D.Ç.	L (ORTA ÇİZGİ)	TOPLAM UZUNLUK	DERECE° OLARAKAÇI
5,0	6,0 mm	5,0 mm	8,5 mm	5,8 mm	70,0 mm	95,0 mm	66,9°

TAKMA DİLATÖRÜ

TUTACAĞA İ.Ç.	UÇTA İ.Ç.	UÇTA D.Ç.	TUTACAĞIN ARKASINDA UZUNLUK	TOPLAM UZUNLUK	AÇI
3,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	125,0 mm	130,0 mm	66,9°

TRACHEOQUICK

ACIL DURUM KONYOTOMİ SETİ

- önceden monte edilmiş konyotomi seti, kullanıma hazır
- paslanmaz çelikten yapılmış konik takma dilatörü
- plastikten yapılmış konyotomi tüpü
- 15 mm konnektör
- sabitleme plakası
- takılı durdurucu
- lateks içermez
- steril
- tek kullanımlık

TRACHEOQUICK KONYOTOMİ TÜPÜ

RÜSCH

SİPARİŞ BOYU / İ.Ç.	D.Ç.
2,0 mm	2,8 mm
4,0 mm	4,8 mm

TRACHEOQUICK PLUS KONYOTOMİ TÜPÜ

RÜSCH

SİPARİŞ BOYU / İ.Ç.	D.Ç.
4,0 mm	5,0 mm

TRACHEOQUICK SET

kafsız



SET BİLEŞENLERİ

- konyotomi tüpü
- konnektörlü ve silikondan yapılmış esnek tüp uzatma parçası
- neşter
- tüpe önceden takılmış tek yönlü şırınga ve konforlu boyun bandı

REF.	SİPARİŞ BOYU/ İ.Ç.	MKTR
120600	2,0, 4,0	1

TRACHEOQUICK PLUS SET

kaflı



SET BİLEŞENLERİ

- konyotomi tüpü
- konnektörlü ve silikondan yapılmış esnek tüp uzatma parçası
- neşter
- tüpe önceden takılmış tek yönlü şırınga ve konforlu boyun bandı

REF.	SİPARİŞ BOYU/ İ.Ç.	MKTR
120604	4,0	1

TRACHEOPART

ISIYA DUYARLI PVC'DEN YAPILMIŞ LATERAL OLARAK AYRILMIŞ HAVALANDIRMA İÇİN ÇİFT LUMENLİ TRAKEOSTOMİ BRONŞİYAL TÜP

- Luer ve Luer-kilitli şırınga uçları için valf
- entegre dönen 15 mm konnektör
- açık şeffaf sabitleme flanşı
- kesintisiz X-ışını işaretleyicisi
- lateks içermez
- steril
- tek kullanımlık

TRACHEOPART TÜP ÇİFT LUMENLİ TRAKEOSTOMİ BRONŞİYAL TÜP

RÜSCH

SİPARİŞ BOYU	2 X İ.Ç.	D.Ç.	KAF Ø BRONŞİYAL	KAF Ø TRAKEAL	REF. 116400 MILİN UZUNLUĞU	REF. 116401 MILİN UZUNLUĞU	INTRATRAKEALUZVUN UZUNLUĞU
7,5 mm	4,76 mm	13,9 mm	18,0 mm	26,0 mm	180,0 mm	190,0 mm	75,0 mm
8,5 mm	4,76 mm	13,9 mm	18,0 mm	31,0 mm	190,0 mm	200,0 mm	85,0 mm
9,5 mm	4,76 mm	13,9 mm	18,0 mm	31,0 mm	200,0 mm	210,0 mm	95,0 mm

TRACHEOPART SET

soldan bronşiyal intübasyon için




SET BİLEŞENLERİ

- trakeostomi tüpü
- 2 emme kateteri
- bronkoskopi için uzatma parçaları ve kapanabilir açıklıklar içeren açılı 2 adet bağlantı parçası
- Y-konnektörü
- konforlu boyun bandı

TRACHEOPART SET

sağdan bronşiyal intübasyon için



SET BİLEŞENLERİ

- trakeostomi tüpü
- 2 emme kateteri
- bronkoskopi için uzatma parçaları ve kapanabilir açıklıklar içeren açılı 2 adet bağlantı parçası
- Y-konnektörü
- konforlu boyun bandı

LARYNGOFLEX

LARINGEKTOMİLER İÇİN SPIRALLİ ESNEK TRAKEOSTOMİ TÜPÜ
ISIYA DUYARLI PVC'DEN YAPILMIŞTIR

- silikonize
- anatomik şekilli
- ince duvarlı düşük basınçlı kaf:
 - Luer ve Luer-Lock şırınga uçları için valf
 - mavi pilot balon
 - düşük basınçlı kaf
- sabit beyaz 15 mm konnektör
- radyopak
- lateks içermez
- steril
- tek kullanımlık



SABİTLEME FLANŞI İÇERMEYEN LARYNGOFLEX

- Luer ve Luer-kilitli şırınga uçları için valf içeren
- 11,0 ebadında da kullanıma sunulmuştur

REF.	SİPARİŞ BOYU/ İ.Ç.	AÇIKLAMA	MKTR
121181	7,0 – 11,0	sabitlenme flanşı olmadan	2

SABİTLEME FLANŞI İÇEREN LARYNGOFLEX

- Luer ve Luer-kilitli şırınga uçları için valf içeren
- benzersiz kilitleme mekanizması içeren yeni sabitleme flanşı tasarımı
- 11,0 ebadında mevcut değildir

REF.	SİPARİŞ BOYU/ İ.Ç.	AÇIKLAMA	MKTR
121182	7,0 – 10,0	sabitlenme flanşı ile	2

LARYNGOFLEX TÜP

RÜSCH

SİPARİŞ BOYU / İ.Ç.	D.Ç.	TOPLAM UZUNLUK (CLL=A+B+C)	BOY. A	BOY. B	BOY. C	AÇI Ø (YAKL.)	KAF Ø
7,0 mm	10,4 mm	270,0 mm	30,0 mm	173,0 mm	67,0 mm	180°	22 mm
8,0 mm	11,4 mm	270,0 mm	34,0 mm	164,0 mm	72,0 mm	180°	24 mm
9,0 mm	12,4 mm	280,0 mm	42,0 mm	161,0 mm	77,0 mm	180°	25 mm
10,0 mm	13,4 mm	290,0 mm	41,0 mm	167,0 mm	82,0 mm	180°	26 mm
11,0 mm	14,4 mm	290,0 mm	41,0 mm	167,0 mm	82,0 mm	180°	28 mm

TPS MULTIFLEX

SPIRALLİ TRAKEOSTOMİ TUTUCU

- silikondan yapılmış intratrakeal disk içeren spiralli tutucu
- uzunluğun değiştirilebilmesi için eşit aralıklı spiralli bölmeler
- lateks içermez
- steril
- tek hasta kullanımı



a) Benzersiz kilitleme mekanizması olan hareketli sabitleme flanşı ebat İ.Ç. 8,0 ve 10,0 mm



b) Vida dişli halkah sabitleme flanşı ebat İ.Ç. 6,0 mm

Özellikle pediatrik kullanım için ebat 6 kullanıma sunulmuştur

TPS MULTIFLEX TUTUCU

RÜSCH

	SİPARİŞ BOYU / İ.Ç.	D.Ç.	TOPLAMUZUNLUK	SABİTLEME FLANŞI TİPİ
P.	6,0 mm	8,3 mm	110,0 mm	b
Yetişkin	8,0 mm	11,4 mm	110,0 mm	a
	10,0 mm	13,4 mm	110,0 mm	a

TPS MULTIFLEX SET



SET BİLEŞENLERİ

- trakeostomi tutucu
- silikondan yapılmış sızdırmazlık kapağı
- 15 mm konnektör
- hareketli sabitleme flanşı
- konforlu boyun bandı

REF.	SİPARİŞ BOYU/ İ.Ç.	MKTR
120460	6,0 – 10,0	1