

## Resüsitatörler

Hudson RCI dispozibl LIFESAVER resüsitatörleri kaliteyi, özellikleri ve performansı dispozibl bir ürünün rahatlığı ile birleştirir. LIFESAVER dispozibl resüsitatörler ISO ve ASTM standartlarını karşılamak veya onları aşmak üzere tasarlanmıştır. Benzersiz dik-açılı oksijen tüpleri konektörü 360° döner. Pediyatrik ve yenidoğan torbalarının gömme basınç emniyet supabı ve basınç izleme portu vardır.

- Kolide 6 tane olacak şekilde tek tek paketlenmişlerdir.

### Erişkin Resüsitatörler




| REF   | Maske | Akış Saptırıcı |
|-------|-------|----------------|
| 45370 | x     |                |
| 45372 | x     | x              |

### Pediyatrik (Çocuk) Resüsitatörleri

| REF   | Maske | Akış Saptırıcı |
|-------|-------|----------------|
| 45367 | x     | x              |

### Yenidoğan(Bebek) Resüsitatörleri

| REF   | Maske | Akış Saptırıcı |
|-------|-------|----------------|
| 45362 | x     | x              |



### Dipsozibl PEEP Valfi

#### REF 45385

- 5'den 20 cm H<sub>2</sub>O'ye kadar ayarlanabilir
- ISO standardı 30 mm I.D. Konektörü
- Kolide 10 tane olacak şekilde tek, tek paketlenmişlerdir