

### Hava Yastıklı Yüz Maskeleri

Hudson RCI renk-kodlu anatomik olarak şekillendirilmiş hava yastıklı maskeleri rahat, gaz geçirmez, düşük-basınçlı bir kapanma sağlar. Özel olarak tasarlanmış burun bölgesi gözlerin tahriş olmasını ve zarar görmesini engeller ve şeffaf kubbe hastanın durumunun sürekli olarak değerlendirilmesine olanak tanır.



- Maske boyutunun kolay tayin edilmesi için renk-kodlu tespit bilezikleri elle tutularak yapılan prosedürlerde çıkartılabilir
- Hastaya uygunluk ve rahatlık için tüm boyutlarda maskeler opsiyonel şişirme portu ile birlikte mevcuttur
- Standart 22mm (dört boyutta) ve 15mm (iki boyutta) bağlantı portları emniyetli bağlantıları temin eder ve ISO standartlarına uyar
- Tüm hasta gereksinimlerini karşılamak için altı boyutta mevcuttur
- %100 Lateks içermez

REF	Koli Miktarı	Tanım	Şişirme valfi	Konektör mm	Bilezik Rengi
41271	20	Yenidoğan		15	Beyaz
41272	20	Bebek		15	Pembe
41273	20	Pediyatrik/Yürümeye başlayan		22	Sarı
41274	20	Küçük erişkin/Genç		22	Yeşil
41275	20	Orta boy erişkin		22	Kırmızı
41276	20	Büyük erişkin		22	Mavi
41277	20	Yenidoğan	X	15	Beyaz
41278	20	Bebek	X	15	Pembe
41279	20	Pediyatrik/Yürümeye başlayan	X	22	Sarı
41280	20	Küçük erişkin/Genç	X	22	Yeşil
41281	20	Orta boy erişkin	X	22	Kırmızı
41282	20	Büyük erişkin	X	22	Mavi