

Erişkinler için Isıtıcı Telli Ventilatör Devreleri

Ayrı sıcaklık probu adaptörü ile birlikte inspirasyon hattı ısıtıcı devre aksesuarı

REF 780-19


- Kolide 20 tane olacak şekilde paketlenmiştir
- Devre Aksesuarı, Tek İspirasyon hattı, ısıtıcı



Ventilatör Devre Seti

REF 780-33


- 180 cm, yalnızca inspirasyon hattı ısıtıcı, ekspirasyon hattında su tuzağı ve nemlendirme hattı



Ventilatör Devre Seti

REF 780-34


- 180 cm, Yalnızca inspirasyon hattı ısıtıcı, İspirasyon ve Ekspirasyon Hatlarında Su Tuzakları ve Nemlendirme Hattı



Ventilatör Devre Seti

REF 780-35


- 180 cm. Basınç izleme tüpleri ve ikili ısıtıcı hatlar



Ventilatör Devre Seti

REF 780-36

- 180 cm İkili Isıtıcı hatlar, İspirasyon ve Ekspirasyon Hatlarında Su Tuzakları ve Nemlendirme Hattı



Neonatal Isıtıcı-Telli Ventilatör Devreleri


COCHA-THERM IV (21-volt) ısıtıcı nemlendirme sistemleri ile birlikte kullanım için özel olarak tasarlanmış olan Hudson RCI ısıtıcı telli neonatal devreleri maksimum uyum ve kullanım kolaylığı için gerekli olan adaptörleri içerir. Konvansiyonel neonatal devreler de mevcuttur. Hafif, gerilebilen, polietilen tüplerden yapılmış olan Hudson RCI neonatal devreleri 120 cm uzunluğundadır ve kolide 20 tane olacak şekilde tek tek paketlenmiştir.



Neonatal Standart Ventilatör Devresi

REF 780-12


Uzak Sıcaklık Portu, İki Su Tuzağı ve Nemlendirme Hattı olan Üiversal Neonatal



Poli Neonatal Ventilatör Devresi

REF 780-13


Uzak Sıcaklık Portu, Ekspirasyon Hattında Su Tuzağı ve Nemlendirme Hattı olan tekli 21 Volt Isıtıcı Devre



Poli Neonatal Ventilatör Devresi

REF 780-14


Uzak Sıcaklık Portu, İncpirasyon ve Ekspirasyon Hattı Su Tuzakları ve Nemlendirme Hattı olan tekli 21 Volt Isıtıcı Devre



Poli Neonatal Ventilatör Devresi

REF 780-07

Uzak Sıcaklık Portu, ve Nemlendirme Hattı olan ikili Isıtıcı Devre



Poli Neonatal Ventilatör Devresi

REF 780-15

Uzak Sıcaklık Portu, İncpirasyon ve Ekspirasyon Hattında Su Tuzakları ve Nemlendirme Hattı olan 21-Volt İkili Isıtıcı Devre

